

Ageless Wonder™

Systeem voor de stimulatie van de gezichtsspieren

Handleiding

DANK U WEL

Vanwege het hele team van Thane Direct, bedanken wij u voor uw recente aankoop van Ageless Wonder™.

Ageless Wonder™ levert zachte microstroom impulsen om rimpels te minimaliseren ten om gezichtsspieren te herstellen voor een jeugdige uitstraling.

- Verjongt de huid
- Vermindert wallen
- Werkt ook op de huidskleur
- Verbetert de gezichtsbeveging

Geniet van uw Ageless Wonder™ en, nogmaals, bedankt!

Inhoudstafel

1.0 Gebruiksaanwijzingen

- 1.1 Belangrijke introductie en gebruiksaanwijzingen

2.0 Instructies

- 2.1 Hoe werkt de Ageless Wonder™ gezichtssimulatie
- 2.2 LCD display
- 2.3 Hoe de headset aanbrengen
- 2.4 Hoe de riemclip gebruiken
- 2.5 Eerste gebruik
- 2.6 Programma's en applicaties
- 2.7 Programma's
- 2.8 Intensiteit
- 2.9 Timer

3.0 Onderhouden van uw Ageless Wonder™ toestel

- 3.1 Onderhoud en reiniging
- 3.2 BELANGRIJK – GELIEVE TE LEZEN
- 3.3 Frequent gestelde vragen

4.0 Waarschuwingen

- 4.1 Voorzorgsmaatregelen: niet gebruiken tijdens

4.2 Populaties

4.3 Belangrijke richtlijnen

5.0 Problemen en oplossingen

1.0 Gebruiksaanwijzingen

De Ageless Wonder™ gezichtsspieren stimulator wordt gebruikt voor de verbetering van de spierspanning in het gezicht en voor het aanhalen en verstevigen van de gezichtshuid. Niet te gebruiken op gewonde of enige onduidelijke huid of spieren of tijdens therapie of voor behandeling, diagnoses, preventie of genezing van een medische aandoening of ziekte.

Het toestel moet alleen gebruikt worden voor de aangegeven doeleinden – namelijk voor het stimuleren van de gezichtsspieren, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing voor persoonlijke doeleinden. Alle andere toepassingen worden als oneigenlijk gebruik beschouwd.

1.1 BELANGRIJKE introductie en gebruiksaanwijzingen

Gelieve de volledige handleiding van de Ageless Wonder™ te lezen voordat u het toestel gebruikt. Het zal u een beter begrip geven van hoe het werkt en u zal van een beter resultaat kunnen genieten.

Hoe Ageless Wonder™ werkt

De Ageless Wonder™ is een door batterijen aangedreven draagbaar EMS- apparaat bedoeld voor de verbetering van de gezichtsspieren en voor het aanhalen en verstevigen van de gezichtshuid. Het maakt gebruik van speciaal ontworpen bi-polaire lage spanning micro-impulsen om uw gezichtsspieren te stimuleren om samen te trekken.

Het gezicht is één van de moeilijkste gebieden om de spieren te trainen en te laten werken. Met de Ageless Wonder™ kan u de spiervezels van uw gezicht veilig en effectief laten samentrekken om de bloedcirculatie te verhogen en de oefening van de gezichtsspieren te verbeteren zodat ze steviger worden en uw gezicht een meer gelift uiterlijk geven.

Klinische studies zijn uitgevoerd om de effectiviteit van de Ageless Wonder™ te testen. De prestaties van het apparaat zijn uitgebreid met zes voorprogrammeerbare modi voor gebruiksgemak, met een maximum aan voordelen en resultaten. De programma's zijn speciaal ontworpen voor de vijf verschillende gebieden van het gezicht.

De Ageless Wonder™ is een uniek ontworpen apparaat waarmee, met de unieke headset, u de zenuwen in de jukbeenderen kan stimuleren. U kunt de pad met een simpele klik loskoppelen om handmatig andere gebieden in het gezicht te bewerken. Dit geeft u de mogelijkheid om specifieke plekken te bewerken en te stimuleren en de mogelijkheid om ook andere gebieden van uw gezicht te stimuleren.

Wanneer u het apparaat inschakelt, zal de LCD display oplichten om aan te geven dat uw Ageless Wonder™ goed werkt.

Kies dan een deel van uw gezicht dat u wilt stimuleren en selecteer het bijhorende programma en de intensiteit zoals beschreven wordt in de Instructies.

Het apparaat wordt geleverd met vier voorgeplaatste geleidende sponzen. Het vervangen van deze sponzen wordt later in deze handleiding toegelicht. Breng water op de sponzen toe totdat deze nat is om aan te raken. Bij het aanbrengen van de Ageless Wonder™ op uw gezicht, zal u een licht tintelende sensatie voelen. Pas de intensiteit van de elektrisch puls aan via de High/Low-knop (+/-). De LCD display zal de gekozen intensiteit weergeven.

Om een goede stimulatie te bekomen, beweegt u de headset en plug totdat u voelt dat uw spieren goed reageren. Verhoog de intensiteit tot uw gezichtsspieren merkbaar trillen en verlaag de toon van het apparaat met één stap nadat u dit punt bereikt heeft.

2.0 Ageless Wonder™ instructies

De gezichtsspieren en huid zijn één van de hardste spiergroepen en delen van het lichaam om te bewerken en de nieuwe Ageless Wonder™ is het toestel bij uitstek om u te helpen bij deze moeilijke taak. In slechts 15 minuten kan u uw spieren tot wel 3000 contracties laten hebben door eenvoudigweg het modus 1 - programma te kiezen.

Bij normaal gebruik, dagelijks gedurende 15 minuten voor elk bepaald gebied, van de Ageless Wonder™ zal u na vier weken van regelmatig gebruik een merkbare verbetering van uw aangezicht merken. Een gezond voedingspatroon, in combinatie met de moderne technologie van de Ageless Wonder™, is de beste manier om deze resultaten te bereiken.

2.1 Hoe het Ageless Wonder™ Gezichtsstimulatie Systeem werkt

De Ageless Wonder™ genereert kleine, zachte elektrische pulsen die door de pad op uw huid geleverd worden. Deze elektrische pulsen activeren uw onderliggende motorische zenuwen, wat resulteert in spiercontracties. De Ageless Wonder™ stuurt een signaal naar uw spieren opdat deze zouden samentrekken en ontspannen. Deze impulsen zijn ontworpen om de natuurlijke zenuwsignalen na te bootsen en om efficiënte, aangename, contracties op te wekken, die zich keer op keer herhalen. Hij stimuleert deze –onmogelijk-te-oefenen-gezichtsspieren en is eenvoudig te gebruiken!

De Ageless Wonder™ vereist 2 AAA batterijen (inbegrepen). Zorg er zeker voor dat deze in de juiste richting zijn ingevoegd zodat de +/- markering overeenkomt met de indicatie in het batterijcompartiment.

2.2 LCD Display

Locked / sound off / Low battery : Geblokeerd / . Geluid af / lage batterij

Program 1-3: Headset will be shown : Programma 1-3, headset zal getoond worden

Intensity 1-30: Intensiteit 1-30

Active areas and positions of the pads: actieve gebieden en posities van de pads

Intensity 1-30: Intensiteit 1-30

Workout time in min: 5 – 10 – 15 – 20: Oefentijd in minuten 5 – 10 – 15 – 20

Program 1-6: Programma 1-6

Indication: Aanduiding

Mode: mode

Timer: Timer

Power : sterkte/kracht

Controls : besturing

Power on/off : AAN/UIT druk 2 seconden

KEY LOCK TOGGLE AAN/UIT:

Druk en hou de MODE M samen met de '+' terwijl de pad werkt om in de intensiteitsmodus te komen. De LCD display zal het sleutelslot icoon weergeven.

MUTE TOGGLE AAN/UIT:

Druk en houd de knop MODE M samen met de '-' knop twee seconden in. De LCD display zal het mute icoon weergeven.

'Batterij laag'-indicator
(Ageless Wonder™ vereist 2 AAA-batterijen)

2.3 Hoe de headset en pad aanbrengen

1. Neem de pad
2. Verwijder het plastic kapje
3. Plaats de geleidende sponzen en druk om het silicium erop te bevestigen
4. Afgewerkt
5. Gebruik nu het kleine flesje om water te laten druppelen totdat de spons nat genoeg is om aan te raken.

Herhaal op de tweede pad indien nodig.

Bevestiging van de applicatie pads

Omdat iedereen anders gemaakt is, zal de exacte positionering van de Ageless Wonder™ applicatie pads van persoon tot persoon variëren. De ideale positie grenst aan de motorische zenuw. Terwijl het toestel in werking is, zal u in staat zijn om de pad te bewegen om hem op de meest effectieve plaatsen te bevestigen. Terwijl het toestel verplaatst zult u merken dat de contracties sterker en zwakker worden. De beste positie is daar waar de spiersamentrekkingen het sterkst gevoeld worden.

2.4 Hoe de riemclip gebruiken

Om de riemclip te bevestigen, duwt u hem eenvoudigweg in de achterkant van het toestel.

Om de riemclip te verwijderen, drukt u op het middengebied dat met een driehoekige pijl gemarkeerd is naar beneden om de vergrendeling op te heffen, en tegelijkertijd trekt u de clip weg van het toestel.

2.5 Eerste gebruik

De Ageless Wonder™ is zeer makkelijk te gebruiken. Iedere operatie wordt duidelijk weergegeven op de LCD display en alle programma's worden automatisch gestart. Bovendien heeft het toestel een automatische uitschakelfunctie en ingebouwde veiligheidsvoorzieningen zoals beschreven aan het einde van dit hoofdstuk

Werking

1. Open het batterijcompartiment door de afsluiting voorzichtig naar beneden te schuiven (zie diagram)
2. Voeg 2 AAA batterijen in door de polariteitindicaties te volgen
3. Sluit de applicatie pad aan op de controle-eenheid

Gebruik de pad die aan de kabel is verbonden en sluit hem aan op het toestel. Let er op dat zonder de headset, alleen de pad met de kabel zal werken. Wij raden aan om het voorziene handvat in de achterkant van de pad te klikken wanneer u de headset niet gebruikt.

Belangrijk: het toestel zal niet werken tenzij de sponzen in de applicatiepad vochtig zijn en als geleidend medium tussen uw huid en de pad werken!

4. Verzekert u ervan dat het toestel uit staat, zo zal de LCD display uit staan. Indien u per ongeluk het toestel inschakelt, druk dan de ON/OFF.... knop twee seconden in om het toestel terug uit te schakelen.
5. Kies, zoals wordt geschreven in de volgende paragraaf, een programma en hou het applicatie toestel in uw hand of klik hem op de headset, afhankelijk van het gebied dat u wilt stimuleren.

U kan de riemclip eenvoudig vastmaken door hem eenvoudigweg in de achterkant van het toestel te klikken. Nu kan u 100% handenvrij van oefening genieten terwijl u de headset gebruikt. Om de riemclip te verwijderen, drukt u op het middengebied dat met een driehoekige pijl gemarkeerd is naar beneden om de vergrendeling op te heffen, en tegelijkertijd trekt u de clip weg van het toestel.

6. Zet het toestel AAN door éénmaal op de ON/OFF knop te duwen. De LCD display zal oplichten en de verschillende functies weergeven.
7. Gebruik de MODE M om door het menu te gaan
8. Om het toestel UIT te schakelen, hou de ON/OFF knop twee seconden ingedrukt
9. KEY LOCK TOGGLE AAN/UIT: hou de MODE M samen met de '+' twee seconden ingedrukt terwijl de pad werkt om in de intensiteitsmodus te komen. De LCD display zal het sleutelslot icoon weergeven
10. MUTE TOGGLE ON/OFF: hou de MODE M samen met de '-' twee seconden ingedrukt. De LCD display zal het mute teken weergeven.
11. BATTERIJ LAAG- indicator. Wanneer het batterij voltage te laag wordt, zal de LCD display het icoon van 'battery low' weergeven. Vervang de batterijen dan.

BELANGRIJK: De Ageless Wonder™ heeft verschillende ingebouwde veiligheidsvoorschriften:

- Auto Off: Na ongeveer 30 seconden zal de AUTO OFF functie het apparaat uitschakelen, indien het niet in gebruik is
- Key Lock Aan/Uit: hou de MODE M knop en de '+' knop twee seconden ingedrukt, terwijl het toestel in werking is zodat u in Intensive modus werkt. De LCD display zal het Key Lock icoontje tonen.

2.6 Programma's en applicaties

Locked / sound off / Low battery : Geblokeerd / . Geluid af / lage batterij

Program 1-3:Headset will be shown : Programma 1-3, headset zal getoond worden

Intensity 1-30: Intensiteit 1-30

Active areas and positions of the pads: actieve gebieden en posities van de pads

Intensity 1-30: Intensiteit 1-30

Workout time in min: 5 – 10 – 15 – 20: Oefentijd in minuten 5 – 10 – 15 – 20

Program 1-6: Programma 1-6

Beweeg de applicatie pads een beetje tot u de ideale plek heeft gevonden om te stimuleren. Voor een handgehouden oefening zonder de headset, raden we een om de voorziene onderdelen te gebruiken. Klik het op de achterkant van de pad en beweeg deze om de optimale positie te komen.

2.7 Programma's

Verschillende en automatische programma's

Een van de grootste voordelen van uw geavanceerde Ageless Wonder™ spierstimulator systeem is dat het een aantal microprocessor gestuurde automatische work-outprogramma's op maat heeft op verschillende toepassingsgebieden om de best mogelijke resultaten in de kortst mogelijke tijdspanne te realiseren.

Dus leun achterover, relaxeer en geniet van wat de Ageless Wonder™ Spierstimulator voor u kan betekenen!

Modus 1 – Wang -lift

Gebruik de headset voor deze stimulatiemethode.

Stimuleert uw gezichtspieren in beide wangen, hetgeen resulteert in het stimuleren van een aantal spieren in beide zijden van uw gezicht. Dit programma zal alles doen om u een strakkere huid en een gladder uiterlijk en gevoel te geven.

- Plaats de headset horizontaal met de toepassingspads onder het jukbeen en ongeveer 1-2cm voor het oor.

Modus 2 – Wangen

Gebruik de headset voor deze stimulatiemethode

Stimuleert uw gezichtspieren in beide wangen, hetgeen resulteert in het stimuleren van een aantal spieren in beide zijden van uw gezicht. Dit programma zal alles doen om u een stevigere huid en een gladder uiterlijk en gevoel te geven.

- Plaats de headset horizontaal met de toepassingspads onder het jukbeen en ongeveer 1-2cm voor het oor.

Modus 3 – Lagere kaak

Gebruik de headset voor deze stimulatiemethode

Stimuleert uw gezichtspieren in zowel de lagere wangen, wat resulteert in het stimuleren van een aantal spieren aan beide zijden van uw gezicht. Selecteer deze modus om de onderkaak te stimuleren, van uit de hoek van de mond naar de bovenkaak.

- Plaats de headset horizontaal met de applicatie pads onder het jukbeen en ongeveer 2-3 cm voor het oor.

Modus 4 – Voorhoofd

Gebruik de handvast plug voor deze stimulatiemodus. Gebruik de plug die aan de kabel is aangesloten en sluit deze aan op het apparaat.

Let er op dat zonder de headset, alleen de plug met de kabel zal werken. Wij raden aan om de voorziene bediening op de achterkant van de plug te bevestigen. Selecteer deze modus om het voorhoofd te stimuleren

Modus 5 – Kin, onderkaak

Gebruik de handvast plug voor deze stimulatie-modus. Gebruik de plug die aan de kabel is aangesloten en sluit deze aan op het apparaat.

Let er op dat zonder de headset, alleen de plug met de kabel zal werken. Wij raden aan om de voorziene bediening op de achterkant van de plug te bevestigen. Selecteer deze methode om de kin en de onderkaak te stimuleren.

Modus 6 – Onder de ogen

Gebruik de handvast plug voor deze stimulatiemodus. Gebruik de plug die aan de kabel is aangesloten en sluit deze aan op het apparaat.

Let er op dat zonder de headset, alleen de plug met de kabel zal werken. Wij raden aan om de voorziene bediening op de achterkant van de plug te bevestigen. Selecteer deze methode om het gebied onder de ogen te stimuleren.

2.8 Intensiteit

30 Intensiteitsniveaus

Druk op de +/- knop terwijl u in de Power Modus Intensiteit bevindt. Niveau 1 is de eerste intensiteit die u kan voelen. De vooraf ingestelde waarde is 0 na het kiezen van uw programma in de Settings Modus. Na het verhogen van de intensiteit, zal u een tintelend

TV-WINKEL

gevoel ervaren dat vooraf gaat aan de spiercontracties. Wanneer de spier samentrekt, zal u een aangenaam en ontspannen gevoel krijgen. Pas de intensiteit aan op basis van uw comfort niveau.

De intensiteit heeft 30 stappen per kanaal.. Bij elke druk op de +/- knop, kan u de intensiteit met één stap verhogen of verlagen. Hou de +/- knop gedurende 1,5 seconden ingedrukt om in de Fast Scroll-modus te komen.

BELANGRIJK

De Ageless Wonder™ heeft verschillende ingebouwde veiligheidsvoorzieningen.

- 1) Auto Off: Na ongeveer 30 seconden zal de AUTO OFF functie het apparaat uitschakelen, indien het niet in gebruik is
- 2) Key Lock Aan/Uit: hou de MODE M knop en de '+' knop twee seconden ingedrukt, terwijl het toestel in werking is zodat u in Intensive modus werkt. De LCD display zal het Key Lock icoontje tonen.

Voor de beste resultaten raden we aan om de intensiteit op een laag niveau in te stellen. Om een goede trainingsintensiteit te vinden, verhoogt u de intensiteit tot het maximaal aanvaardbare niveau en vermindert het 1 tot 3 niveaus, totdat u zich comfortabel voelt terwijl het toestel nog steeds sterke spiercontracties genereert.

2.9 Timer

Standaardtijd staat op 5 minuten. Druk eenmaal op de +/- knop om de oefentijd te verhogen of te verlagen. De maximum tijd is 20 minuten.

1. Duw 2 seconden op de ON/OFF knop om het toestel uit te schakelen
2. Om het geluid aan of uit te schakelen moet u 2 seconden op de MODE M en de '-' knop duwen. De display zal het 'Sound Off' icoon weergeven.

Automatische functies

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld indien het 30 seconden niet in gebruik is. De Ageless Wonder™ bezit een automatische timer. Het toestel schakelt onmiddellijk uit na het beëindigen van de gekozen timer setting. Indien u de oefenmodus tijdens een bvb. 15 minuten durende oefenperiode verandert, zal de timer vanaf de eerst overgebleven tijd verder aftellen en niet opnieuw starten.

Wat doen indien u geen spiersamentrekkingen voelt

Indien u geen spiercontracties voelt, verplaats dan de pad rustig over het gebied dat u wilt bewerken. Zorg ervoor dat de spons van de pad vochtig is om aan te raken. Verhoog de pulse intensiteit rustig door op de + knop te duwen totdat u spiercontracties voelt.

De Ageless Wonder™ is een uitstekende manier om u gezicht te liften en weer stevig te maken. Het kan enige tijd vergen om de oefening te kunnen doen van het aanbrengen van de pad die een ideale druk levert en tot de beste resultaten voor u brengt.

Als de spons van de pad niet vochtig genoeg is of indien het contact met de huid onvoldoende is, kan u last krijgen van een ongemakkelijk gevoel. Hetzelfde kan gebeuren indien de spons wordt gedragen en dient te worden vervangen.

3.0 Onderhoud en reiniging

Dompel het toestel, de pad of de headset niet in water!

Reinig de accessoires met een licht vochtige spons met detergent en veeg proper met een doek.

Reinig de spons door hem met desinfecterend verdund water aan 1/10 van zijn sterkte te doppen

3.1 Belangrijk – gelieve te lezen

Indien er geen of te weinig water op de Ageless Wonder™ spons wordt toegepast of indien de pad niet strak tegen de huid is aangedrukt kan een onaangenaam prikkelend gevoel optreden. Dit kan ook gebeuren indien er te veel olie op de huid aanwezig is. Verzekert u er voor gebruik van dat de sponzen nat zijn om aangeraakt te kunnen worden en dat uw huid vrij is van alle make-up en overmatige oliën.

Indien u roodhuid of irritatie van de huid ondervindt na het verwijderen van het apparaat, kan het zijn dat dit veroorzaakt wordt door het uitdrogen van de spons tijdens een sessie. Zorg er voor dat de sponzen te allen tijde vochtig gehouden

3.2 Frequent gestelde vragen

V.: Wanneer zou ik een verschil moeten voelen?

A.: Afhangende van de frequentie van gebruik, zou u na twee tot drie weken een verschil moeten beginnen waarnemen

V.: Ik krijg een prikkelig gevoel maar geen contracties.

A.: Verplaats de toepassingspad om de juiste triggerpoints te vinden die goede contracties en een aangenaam gevoel brengen. Verhoog de intensiteit. Zorg ervoor dat de spons nat genoeg is en / of strak tegen de huid is aangetrokken. Indien dit niet lukt, verwijder de spons en spoel het lichaam met zeep om olie te verwijderen.

V.: Ik merkte een roodheid op de huid op na gebruik. Is dit een probleem?

A.: Een zachte roodheid van de huid na het gebruik van de Ageless Wonder™ is normaal. Dit zou echter snel moeten vervagen. Indien de roodheid excessief is, kan het zijn dat de spons tijdens een langere applicatie is uitgedroogd. Probeer om de spons, na elke 15 minuten durende sessie terug in water te dompelen en gebruik een lager intensiteitsniveau.

V.: Hoe werkt de Ageless Wonder™?

A.: De Ageless Wonder™ is ontworpen om signalen die van de hersenen naar de gezichtsspieren worden gestuurd te kopiëren. Deze signalen zorgen ervoor dat de spieren samentrekken en ontspannen.

Q.: Kunnen spieren te ontwikkeld of overspannen geraken?

A.: Neen. Het principe is hetzelfde voor de algemene training van elke spier – hoe meer training, met gepaste periodes van rust, hoe sterker en strakker de spieren zullen worden.

Q.: Zijn er bepaalde leeftijdsbeperkingen op het gebruik van de Ageless Wonder™?

A.: De Ageless Wonder™ is alleen bedoeld voor volwassenen. Ouderen wordt aangeraden alleen gebruik te maken van het apparaat onder toezicht en op een lage intensiteit. Het apparaat mag niet worden gebruikt door zuigelingen, peuters en kinderen.

Q.: Zal ik het oncomfortabel vinden?

A.: Zolang de spons vochtig is en stevig tegen de huid gehouden wordt, zal het niet onaangenaam aanvoelen. Bij lage intensiteit, zal u een licht tintelende sensatie voelen, maar als de intensiteit verhoogd wordt zal u enkel prettige contracties voelen. Moest u echter een irritatie of een voortdurend oncomfortabel gevoel krijgen op een bepaalde plek, raden wij aan om over te gaan tot het stimuleren van andere gebieden.

Q.: Moet de intensiteit dezelfde zijn voor alle spieren?

A.: Elke spier zal anders reageren, dus de intensiteit zal ook variëren. Verplaats de pad om het gebied te vinden dat een maximum van spiersamentrekkingen opwekt.

Q.: Zijn er contra-indicaties voor het gebruik van de Ageless Wonder™?

A.: Ja. Gelieve alle waarschuwingen onder sectie 4.0 te lezen!

4.0 Waarschuwingen

1. De Ageless Wonder™ is alleen bedoeld voor cosmetisch gebruik op gezichtsheeffsel en geen ander deel van het lichaam. Niet gebruiken op de hals. De lange termijn-effecten van chronische elektrische stimulatie is onbekend.
2. Breng de elektroden enkel op normale, ongebroken en schone huid aan
3. Maak geen gebruik van de stimulatie
 - a. Transcerebraal (via het hoofd)
 - b. Op gezwollen, geïnfecteerde of ontstoken delen van de huid of huiduitslag (bijvoorbeeld flebitis, tromboflebitis, spataderen, etc.)
 - c. 'Transthoracically'; de introductie van elektrische stroom in het hart kan leiden tot ritmestoornissen, die schadelijk of zelfs fataal kan zijn
 - d. Boven of in de nabijheid van kanker of andere huidaandoeningen of open wonden
 - e. Als u epileptisch bent
 - f. Na het ervaren van een acuut trauma of na een eerste operatie.
4. Gebruik Ageless Wonder™ nooit tijdens het rijden, het bedienen van machines of tijdens activiteiten waarbij onvrijwillige spiercontracties de gebruiker of anderen kunnen schaden
5. Gebruik Ageless Wonder™ niet in bad of de douche
6. Personen met een vermoeden tot hartproblemen wordt aangeraden eerst hun dokter te consulteren voor het gebruik van de Ageless Wonder™
7. Gebruik de Ageless Wonder™ nooit tijdens het slapen
8. Dompel de Ageless Wonder™ of de pads niet onder water

Houd de Ageless WonderTM buiten het bereik van kinderen

Hoe de best mogelijke resultaten bereiken

De Ageless WonderTM zal sommige spieren stimuleren die wellicht nog nooit gestimuleerd werden. De Ageless WonderTM werkt echt en brengt resultaat. Consistentie is echter de sleutel. We raden aan dat u de Ageless WonderTM gedurende 15 minuten per dag gebruikt op elk geselecteerde gebied en dit minstens vier maal per week.

4.1 Voorzorgsmaatregelen: niet gebruiken indien:

NIET GEBRUIKEN indien u een neiging heeft tot hemorragie/ bloeding

NIET GEBRUIKEN in gebieden in het gezicht waar u onlangs injecties (zoals Botox of gezichtsvullers) heeft ontvangen of in de buurt van gebieden waar u chirurgische implantaten heeft ontvangen.

NIET GEBRUIKEN op huid waar het normale gevoel ontbreekt

STOP ONMIDDELLIJK het gebruik van dit apparaat indien u last heeft van bijwerkingen zoals huidirritatie, overgevoeligheid, brandwonden of enige vorm van spierirritatie of ongemak

VOORZORGSMATREGELEN

De veiligheid van neuromusculaire stimulatie tijdens de zwangerschap of bevalling is niet vastgesteld. Gebruik de pads enkel in overeenstemming met de illustraties uit dit handboek.

Gebruikers wordt aangeraden om alle sessies in een zittende positie aan te vangen.

4.2 Populatie

De Ageless WonderTM is alleen bedoeld voor volwassenen en is niet geschikt voor gebruik bij baby's, peuters of kinderen. Ouderen wordt aangeraden het apparaat alleen te gebruiken onder toezicht en op lage intensiteit.

4.3 BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

De Ageless Wonder™ uitermate veilig en eenvoudig te gebruiken, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen veroorzaakt door misbruik van het product. Gelieve the hele handleiding te lezen voor gebruik van het toestel. Indien u één of meerdere van de volgende kwalen heeft, gelieve dan eerst een dokter te consulteren:

- Hart- of vaatziekten of cardiale zwakheden, of u pacemaker of ander geïmplanteed apparaat gebruikt of niet.
- Epilepsie
- Multiple sclerose
- Flebitis in de actieve fase (aderontstekingen)
- Ontstoken weefsel als gevolg van ziekte, verwonding of operatie
- Recent littekenweefsel of operatie
- Spataders in een later stadium

5.0 Problemen en oplossingen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
LCD display licht niet op	- Batterijen zijn niet geïnstalleerd - Batterijen zijn verkeerd geïnstalleerd of niet goed afgesloten - Batterijen zijn leeg	- Installeer de batterijen - Controleer de polariteit ('+') - Verwijder de accuhouder en voeg hem opnieuw in, totdat hij op zijn plaats zit - Vervang de batterijen
LCD Display licht op, maar er wordt geen gevoel waargenomen	- Geen contact met huid - Applicatie pad is niet correct aangesloten - Applicatie pad is niet correct aangesloten - Microprocessor is geblokkeerd - Batterij is bijna leeg	- Controleer of de geleidende spons nat is om contact te maken - Controleer of de plug stevig is verbonden met de controller - Controleer met een plug om het probleem te isoleren. Als het met één kant werkt, voeg de plug bij de headset en - Controleer dat beide zijdes correct zijn aangesloten op de headset - Kiesmodus en verhoog de intensiteit door op de '+' knop te duwen - Voer een RESET uit, haal de batterijen er voor 1 minuut uit voor een complete RESET - Vervang de batterijen
LCD Display licht op, maar er gebeurt niets	- Intensiteit staat op een laag niveau - De spons is niet vochtig genoeg - De plugs zijn incorrect geplaatst - De spons bevat resten van olie - Batterij is bijna leeg	- Kies..... modus en verhoogd de intensiteit door op de '+' knop te duwen - Maak de spons vochtiger - Verplaats de plugs om belangrijke punten te lokaliseren - Verschoon of vervang de spons - Vervang de batterijen
LCD Display licht op, maar geen enkele van de knoppen doet het	- De microprocessor is bevrozen - Batterij is bijna leeg	- Voer een RESET uit, haal de batterijen er voor 1 minuut uit voor een complete RESET - Vervang de batterijen

BELANGRIJK: POWER RESET

Als het apparaat niet inschakelt, of als u niet naar een verschillend programma kan veranderen, kan het zijn dat de microprocessor geblokkeerd is. Voer dan alstublieft een simpele RESET uit. Haal de batterijen uit het toestel en vervang ze na 1 minuut.